

opto

Science in Sight

Flex
max

Adaptador para
Microscópio Cirúrgico
para uso com lente
grande angular de
não-contato

FLEXIBILIDADE MÁXIMA NAS CIRURGIAS DE RETINA E VÍTREO






Flex max

- Fácil manuseio, instalação e remoção do microscópio;
- Compatível com a grande maioria dos microscópios do mercado;
- Cirurgias sem necessidade de assistente;
- Totalmente esterilizável em autoclave.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

Este sistema em conjunto com reinversor de imagens, permite o uso de lentes grandes de não-contato na cirurgia de retina e vítreo. Assim, o paciente pode mover o olho livremente sem o comprometimento do processo cirúrgico.

Isto proporciona grande conforto e liberdade ao cirurgião, além de oferecer mais precisão e redução de risco e contaminação da córnea.



Sistema rápido de basculamento



Sistema de proteção do olho



Sistema de regulagem precisa

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Reinversor de imagens



Bandeja para esterilização



Maleta para transporte

opto

Science in Sight

Unidade Industrial e Departamento Comercial
fone (16) 2106-7023 / e-mail: divmed@opto.com.br
WhatsApp: (011) 99369-5864

Atendimento Técnico: (16) 2106-7004
WhatsApp: (011) 98820-8410

Opto USA
fone (1) (305) 981-2979 • fax (1) (305) 981-2980

30 ANOS

Estamos prontos para o futuro

www.opto.com.br